

## NÁVOD K POUŽITÍ

TENTO LETÁK OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE A OČNÍ SPECIALISTY O POUŽITÍ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU. PEČLIVĚ SI JEJ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNOU BUDOUCÍ POTŘEBU. APLIKACI KONTAKTNÍCH ČOČEK BY MĚL VŽDY PROVÁDĚT OČNÍ SPECIALISTA. JE NEZBYTNĚ NUTNÉ DODRŽOVAT POKYNY OČNÍHO SPECIALISTY A VŠECHNY NÁVODY KE SPRÁVNÉMU POUŽÍVÁNÍ KONTAKTNÍCH ČOČEK.

### OZNAČENÍ VÝROBKU (název)

Sférické kontaktní čočky

- Jednodenní měkké kontaktní čočky DAILIES TOTAL1™ (delefilcon A)

Multifokální kontaktní čočky

- Jednodenní měkké kontaktní čočky DAILIES TOTAL1™ MULTIFOCAL (delefilcon A)

### POPIS VÝROBKU

Materiál čočky se skládá z přibližně 33 % vody a 67 % delefilconu A, silikonu obsahujícího hydrogel s přísadkou fosfatidylcholinu. Do materiálu čoček se přidává barevná přísada ftalocyanin mědi, která dodává světle modré celoplošné zbarvení (lehce barevně tónované) usnadňující viditelnost čoček při manipulaci. Vnitřní materiál čočky obsahuje 33 % vody přecházejí gradientem vody na hydrogelovou povrchovou vrstvu, která obsahuje více než 80 % vody.

### TECHNICKÉ FUNKČNÍ VLASTNOSTI

#### Vlastnosti čočky

- Index lomu (v hydratovaném stavu): 1,42
- Světelná propustnost: ≥ 93% (při 610 nm, -1,00 D)
- Propustnost kyslíku (Dk): 140 x 10<sup>-11</sup> (cm<sup>2</sup>/sec) (ml O<sub>2</sub>/ml x mm Hg), měřeno při 35 °C (vnitřní Dk – coulometrická metoda)
- Obsah vody: 33% hmotnosti v normálním fyziologickém roztoku
- Obsah vody na povrchu: ≥ 80%

#### Dostupné parametry čoček

Průměr: 14,1 mm

Centrální tloušťka: 0,09 mm při -3,00 D (liší se v závislosti na dioptrické hodnotě)

Zakřivení a dioptrické hodnoty:

- Sférické čočky:
  - o Základní zakřivení: 8,5 mm
- Záporné hodnoty:
  - 0,50 D až -6,00 D (přírůstky 0,25 D)
  - 6,50 D až -12,00 D (přírůstky 0,50 D)
  - +0,50 D až +6,00 D (přírůstky 0,25 D)
- Kladné hodnoty:
  - o Základní zakřivení: 8,8 mm
- Záporné hodnoty:
  - 0,50 D až -6,00 D (přírůstky 0,25 D)
  - 6,50 D až -12,00 D (přírůstky 0,50 D)

- Multifokální čočky:
  - o Základní zakřivení: 8,5 mm
    - Planó
    - Záporné hodnoty: -0,25 D až -10,00 D (přírůstky 0,25 D)
    - Kladné hodnoty: +0,25 D až +6,00 D (přírůstky 0,25 D)
    - LO (nízká) (MAX ADD +1,25), MED (střední) (MAX ADD +2,00), HI (vysoká) (MAX ADD +2,50)

### PŘEDPOKLÁDANÝ ÚČEL / POUŽITÍ

Měkké kontaktní čočky DAILIES TOTAL1™ a DAILIES TOTAL1™ Multifocal (delefilcon A) působí jako refrakční médium, které soustředí světelné paprsky na sítnici.

### CÍLOVÉ SKUPINY

Zamýšlená populace nositelů pro sférické měkké kontaktní čočky DAILIES TOTAL1™ (delefilcon A), tvoří osoby 7leté a starší se zdravými očima, kteří potřebují korekci zraku pro ametropii (krátkozrakost nebo dalekozrakost), a u kterých lze řádně provést proces aplikace tohoto prostředku a jsou schopni porozumět a dodržovat pokyny pro používání, péči a bezpečnost (nebo mají pečovatele, který tak může činit za ně).

Zamýšlená populace nositelů pro multifokální měkké kontaktní čočky DAILIES TOTAL1™ Multifocal (delefilcon A) tvoří osoby 40leté a starší se zdravými očima, kteří potřebují korekci zraku pro presbyopii (s ametropií nebo bez ní), a u kterých lze řádně provést proces aplikace tohoto prostředku a jsou schopni porozumět a dodržovat pokyny pro používání, péči a bezpečnost (nebo mají pečovatele, který tak může činit za ně).

### KLINICKÉ VÝHODY

Sférické kontaktní čočky DAILIES TOTAL1™ (delefilcon A) zlepšují zrakovou ostrost u osob s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.

Multifokální kontaktní čočky DAILIES TOTAL1™ Multifocal (delefilcon A) zlepšují zrakovou ostrost u osob s presbyopií, s nebo bez krátkozrakostí nebo dalekozrakostí.

### INDIKACE (důvody k použití)

Sférické měkké kontaktní čočky DAILIES TOTAL1™ (delefilcon A) jsou určeny k optické korekci ametropie (krátkozrakosti nebo dalekozrakosti) u osob bez onemocnění očí s minimálním astigmatismem, který nenarušuje zrakovou ostrost.

Multifokální měkké kontaktní čočky DAILIES TOTAL1™ MULTIFOCAL (delefilcon A) jsou určeny k optické korekci presbyopie s nebo bez ametropie (krátkozrakost a dalekozrakost) u osob bez onemocnění očí s minimálním astigmatismem, který nenarušuje zrakovou ostrost.

### PLÁN NOŠENÍ A VÝMĚNY

Čočky jsou pouze pro jednorázové použití, denní jednorázové nošení (méně než 24 hodin v bdělém stavu). Nejsou určeny k čištění ani dezinfekci a měly by být po jednom použití zlikvidovány.

### KONTRAINDIKACE (důvody, proč nepoužívat)

Kontaktní čočky by se neměly nosit při některých zdravotních stavech nebo za určitých podmínek okolního prostředí. Stav, který mohou bránit nebo vadit bezpečnému nošení kontaktních čoček, jsou:

- Alergie, zánět, infekce nebo podráždění oka, jeho okolí nebo očních víček
- Nedostatečný slzný film (suché oko)
- Hypoestézie rohovky (snížená citlivost rohovky)
- Užívání jakýchkoli léků, včetně očních, které jsou kontraindikované nebo vadí při nošení kontaktních čoček
- Jakékoli systémové onemocnění, u něhož může nošení kontaktních čoček vést k novému rozvoji nebo které narušuje bezpečné nošení kontaktních čoček
- Při zarudnutí nebo podráždění očí
- O těchto nebo jiných konkrétních stavech se poraďte s očním specialistou.

### VAROVÁNÍ

- Čočky určené k dennímu nošení nejsou určeny k nošení přes noc. Čočky z materiálu delefilcon A by se neměly používat během spánku.
- Závažná oční onemocnění včetně rohovkových vředů (ulcerózní keratitidy) se mohou velmi rychle rozvinout a vést ke ztrátě zraku.
- Nošení kontaktních čoček zvyšuje riziko očních infekcí. Riziko ulcerózní keratitidy u uživatele kontaktních čoček ještě více zvyšuje spaní s čočkami a/nebo kouření.<sup>1,2</sup>
- Uživatel je třeba poučit, že pokud zaznamená oční nepohodu, pocit cizího tělesa, nadměrné slzení, změny vidění, zarudnutí oka nebo jiné oční problémy, musí si čočky ihned vyndat a rychle se obrátit na očního specialistu.

- Problémy s kontaktními čočkami a výrobky určenými k péči o ně by mohly vést k vážnému poranění oka. Je nezbytné nutně, dodržovat pokyny očního specialisty a všechny návody ke správnému používání čoček a výrobků určených k jejich ošetřování.

### BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

#### Zvláštní bezpečnostní opatření pro očního specialistu

- Při výběru vhodného typu a parametrů čočky by měl oční specialista brát v úvahu všechny vlastnosti čočky, které mohou ovlivňovat její funkci a zdraví očí, včetně propustnosti pro kyslík, středové a periferní tloušťky a průměru optické zóny.
- Zkušební čočky určené pro aplikační a diagnostický proces je třeba po jednom použití zlikvidovat a nesmí se použít u další osoby.
- Předepisující oční specialista by měl při prvním nasazení pečlivě vyhodnotit a průběžně sledovat oční zdraví uživatele a fungování čočky na oku.
- Žluté barvivo fluorescein by se nemělo používat na čočky, které jsou nasazené na očích. Čočky toto barvivo pohltily a změnil barvu.
- Může se stát, že uživatelé, kteří nosí kontaktní čočky korigující presbyopii, nedosáhnou nejlépe korigované zrakové ostrosti na dálku nebo na blízko. Zrakové požadavky jsou individuální a při výběru nejvhodnějšího typu čočky pro každého uživatele by se měly brát v úvahu.
- Diabetici mohou mít sníženou citlivost rohovky, a proto mají vyšší sklon k poranění rohovky a nehojí se stejně rychle či úplně jako nediabetičtí pacienti.
- V těhotenství, kojení nebo při užívání orální antikoncepce se mohou objevit změny vidění nebo změny snášenlivosti kontaktních čoček. Tyto osoby by měly být pečlivě sledovány z hlediska zraku, pohodlí nebo jiných očních změn.
- Oční specialisté by měli nositele poučit, aby si čočky okamžitě vyjmul, pokud dojde k zarudnutí nebo podráždění oka.
- Než uživatelé odejdou od očního specialisty, měli by být schopni rychle si čočky vyjmout, nebo by měli mít k dispozici někoho, kdo jim umí čočky vyjmout.
- Jsou nutná pravidelná oční vyšetření, která pomáhají zajišťovat stále zdraví uživatelových očí. Společnost Alcon doporučuje, aby nositelé navštěvovali očního specialistu alespoň jednou ročně nebo na jeho doporučení častěji.

#### Bezpečnostní pokyny pro zacházení s čočkami a nošení

- Každý den zkontrolujte, zda vaše oči vypadají dobře, zda se cítíte pohodlně a vidíte jasně.
- Čočky nepoužívejte, pokud je blistry obal poškozený nebo není neprodyšně uzavřen. Mohlo by tak dojít ke kontaminaci výrobku, která může vést k závažné oční infekci.
- Pokud uživatel otevře fólii blistru dříve, než zamýšlí čočku použít, je třeba čočku vyhodit. Mohlo by dojít ke kontaminaci výrobku, která může vést k závažné oční infekci.
- V zájmu zachování zdraví a bezpečnosti vašich očí by měl oční specialista stanovit plán nošení čoček.
- Čočky se nesmějí čistit ani dezinfikovat a vyhazují se po jednom použití. Opakované použití může zvýšovat riziko podráždění oka, infekce nebo selhání výrobku způsobené opotřebením.
- Čočky nikomu nepůjčujte, protože se tak mohou šířit mikroorganismy, což by mohlo vést k závažnými očním zdravotním potížím.
- Kontaktní čočky nenechte přijít do styku s nesterilními kapalinami (včetně vody z vodovodu a slin), protože by mohlo dojít k mikrobiální kontaminaci, která může vést k trvalému poškození očí.
- Před použitím čoček při sportech, jako je plavání a činnostech spojených s vodou, se poraďte s očním specialistou. Vystavení nasazených kontaktních čoček vodě (zahrnující kohoutkovou vodu nebo jiným nesterilním kapalinám) při aktivitách jako sprchování, plavání, vodní lyžování a koupel ve vaně by mohlo zvýšit riziko oční infekce, včetně zánětu rohovky způsobeného prvky rodu *Acanthamoeba*.
- Pokud byly čočky vystaveny škodlivým nebo dráždivým výparům, vyjměte je z oka a vyhodte.
- Dehydratovanou nebo poškozenou kontaktní čočku vyhodte. Nahraďte ji čerstvou novou čočkou.
- Doporučujeme, aby nositelé kontaktních čoček navštěvovali očního specialistu nejméně jednou ročně nebo podle jeho pokynů.
- Informujte svého zaměstnavatele, že nosíte kontaktní čočky, zvláště pak v případě, že vaše práce vyžaduje používání pomůcek na ochranu očí.
- Poznamenejte si správnou dioptrickou hodnotu čočky pro každé oko. Před nasazením čočky zkontrolujte, zda jsou dioptrie čočky na každém blistrovém balení správné pro dané oko.
- Neměňte typ nebo parametry čočky bez porady s očním specialistou.
- Po dlouhodobém přerušení nošení čoček se před opětovným zahájením nošení poraďte s očním specialistou.
- Dávejte pozor při používání mýdel, pleťových mlék, krémů, kosmetických přípravků či deodorantů, protože pokud se dostanou do kontaktu s čočkami, mohou způsobit podráždění.
- Čočky si nasazujte před naličením a vyjímáte je z očí před odličením.
- Vždy s sebou noste náhradní čočky nebo mějte po ruce zátěžné brýle.
- Čočky nepoužívejte po uplynutí doby jejich použitelnosti (data expirace).

#### Další informace o multifokálních a monovizních čočkách

- Pro korekci presbyopického vidění se používají multifokální nebo bifokální čočky a monovizní, jedná se o dvě běžné metody použití kontaktních čoček. Stejně jako bifokální, trifokální nebo bryle s postupným přidáváním, mají multifokální kontaktní čočky oddělené dioptrické hodnoty pro vidění na dálku a na blízko v každé čočce. To umožňuje nositeli používat obě oči pro vidění na všechny vzdálenosti. Korekce monovize zahrnuje použití standardních jednoohniskových čoček s čočkou na dálku na jednom oku a čočkou na blízko na druhém oku.
- Stejně jako u každého typu korekce pomocí čočky, existují také výhody a kompromisy s multifokální nebo monovizní korekcí. Použitím těchto kontaktních čoček může být výhoda jasného vidění na blízko při přímém pohledu a pohledu vzhůru, doprovázena sníženým viděním na určité vzdálenosti nebo za určitých světelných podmínek. Někteří jedinci, zejména ti, kteří nosí monovizi, mohou zaznamenat snížené vnímání hloubky a někteří mohou mít potíže s adaptací. Příznaky, jako je mírné rozmazání, závratě nebo bolesti hlavy, mohou trvat krátce nebo několik týdnů, podle toho, jak probíhá adaptace. Čím déle tyto příznaky přetrvávají, tím je větší prognóza neúspěšné adaptace.
- V období adaptace se doporučuje nosit tyto kontaktní čočky pouze v běžných situacích, které nejsou zrakově náročné. Například se vyhněte řízení automobilu, dokud vám multifokální nebo monovizní korekce nebude vyhovovat. Pokud nelze splnit požadavky pro držení řidičského průkazu, pak se řízení s tímto typem korekce čočky nedoporučuje.
- Pro některé nositele nikdy nebude zcela pohodlné fungovat při slabém osvětlení, jako je řízení v noci. Tento problém by měl být prodiskutován s očním specialistou. Pokud je vyžadováno ostré vidění na dálku, mohou být doporučeny další kontaktní čočky, aby bylo možné obě oči plně korigovat na dálku.
- Při delší práci na blízko, která vyžaduje velmi ostré vidění na blízko, může být užitečné nosit přes kontaktní čočky bryle nebo mít k dispozici další kontaktní čočky s různou silou, speciálně upravené pro tento úkol. Tento typ problému může pomoci vyřešit oční specialista.
- Je důležité řídit se radami očního specialisty ohledně adaptace na presbyopickou korekci zraku. Během adaptačního období si pečlivě všimněte všech konkrétních situací, které se zdají být nebezpečné nebo kde není možné efektivně fungovat, a podle potřeby je prodiskutujte s očním specialistou.
- Rozhodnutí používat multifokální čočky nebo korekci monovize by mělo být učiněno ve spolupráci s očním specialistou a pouze po pečlivém zvážení a projednání všech zrakových potřeb.

#### NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY (možné problémy)

Při nošení kontaktních čoček mohou nastat problémy, které se mohou projevit jedním nebo více následujícími příznaky a symptomy:

- zarudnutí oka
- pálení a štípání
- oční diskomfort
- pocit suchého oka
- podráždění
- bolest

- zánět
- bolest hlavy
- závratě
- fotofobie (citlivost na světlo)
- vizuální poruchy (např. duhy nebo svatozáře kolem světla)
- rozmazané vidění
- diplopie (dvojité vidění)

Tyto příznaky a symptomy mohou být spojeny s více stavy, včetně:

- edém rohovky (otok)
- infiltráty rohovky (zánětlivé buňky v rohovce)
- vaskularizace rohovky
- oděr rohovky
- konjunktivitida
- mikrobiální infekce
- ulcerózní keratitida (rohovkový vřed)
- alergická odpověď / přecitlivělost
- reakce na toxicitu
- subkonjunktivální krvácení
- snížené vidění (střední nebo těžké)

Pokud jsou tyto příznaky, symptomy a stavy ignorovány, mohou vést k závažnějším komplikacím.

#### CO DĚLAT, POKUD SE VYSKYTNE PROBLÉM

Pokud se objeví některé z výše uvedených známek či příznaků, okamžitě čočku (čočky) vyjměte.

- Prohlédněte postižené oči v zrcadle, pátrejte po známkách čehokoli neobvyklého.
- Pokud nepohoda nebo problém přestane, nasadte si novou, nepoužitou čočku.
  - o Pokud nepohoda nebo problém nepřestane nebo se po nasazení nové čočky či obou čoček objeví znovu, čočku nebo čočky vyjměte a okamžitě se obraťte na očního specialistu.

Může jít o závažný stav jako infekce, rohovkový vřed (ulcerózní keratitida) nebo zánět duhovky. Tyto stavy by mohly rychle postupovat a vést k trvalé ztrátě zraku. Méně závažné reakce jako oděrky, zabarvení epitelu a bakteriální zánět spojivek je nutné řádně léčit a ošetřit, aby se zamezilo komplikacím.

- Od občasné suchosti lze ulevit několikerým intenzivním zamrknáním nebo aplikací zvlhčujících kapek, které jsou schválené k použití na kontaktní čočky. Pokud suchost přetrvává, poraďte se s očním specialistou.
- Pokud se čočka přilepí (přestane se pohybovat), aplikujte několik kapek zvlhčujícího roztoku určeného pro kontaktní čočky a počkejte, dokud se čočka nezačne na oku volně pohybovat. Pokud tento problém přetrvává, poraďte se s očním specialistou.
- Pokud se čočka na oku posune ze středu, je možné ji vrátit doprostřed oka takto:
  - o Zavřete oči a jemným masírováním víček posuňte čočku na místo;
  - o nebo se dívejte ve směru čočky a jemně mrkejte;
  - o nebo mírně zatlačte decentrovanou čočku na rohovku lehkým tlakem prstu na okraj horního či dolního víčka.
- Pokud se vám čočka v oku roztrhne, opatrně kousky vyjměte stisknutím mezi prsty stejně jako při normálním vyjímání čočky. Pokud se zdá, že kousky čočky nepůjde vyjmout snadno, neštipujte do oční tkáně. Vypláchněte oko sterilním fyziologickým roztokem a znovu zkuste kousky čočky vyjmout. Pokud to nepomůže, vyhledejte pomoc očního specialisty.

Všeobecná první pomoc:

Při stříknutí chemikálií jakéhokoli druhu (čisticích prostředků pro domácnost, zahradní chemie, laboratorních chemikálií atd.) do očí:

- Okamžitě oči vypláchněte fyziologickým roztokem nebo vodou z vodovodu.
- Čočky vyjměte a vyhodte a ihned se obraťte na očního specialistu nebo neprodleně vyhledejte nemocniční pohotovost.

#### HLÁŠENÍ ZÁVAŽNÝCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Každou závažnou mimořádnou událost související s použitím tohoto zdravotnického prostředku je třeba hlásit společnosti Alcon Laboratories, Inc.:

EU - Obratě se na místní zastoupení ve své zemi nebo na distributora společnosti Alcon. Email: [qa.complaints@alcon.com](mailto:qa.complaints@alcon.com)

Webové stránky: <https://www.alcon.com/contact-us>

Závažné mimořádné události je třeba oznámit také příslušnému orgánu pro zdravotnické prostředky ve vaší zemi.

#### NÁVOD K POUŽITÍ

Každý den použijte nový pár čoček, který se na konci denní doby nošení vyhodí.

##### POKYNY PRO MANIPULACI S ČOČKAMI

- o Před manipulací s kontaktními čočkami si vždy důkladně umyjte a opláchněte ruce a osušte je čistým ručníkem nepouštějícím vlákna.
- o Blistrovým obalem před otevřením jemně zatřepejte.
- o Vyjměte čočku z blistru tak, že si ji opatrně vylijete do dlaně.
- o Ujistěte se, že je čočka správnou stranou ven a že se chystáte použít správnou čočku pro příslušné oko.
- o Před nasazením čočky prohlédněte.
- o Poškozené nebo nečisté čočky si nenasazujte.

##### POKYNY PRO NASAZENÍ KONTAKTNÍ ČOČKY

- o Před nasazením čoček vždy zkontrolujte, zda je dioptrická hodnota čočky na každém blistrovém balení správná pro každé oko, a nepoužívejte čočky po datu expirace.
- o Před manipulací s kontaktními čočkami si důkladně umyjte a opláchněte ruce a dokonale je osušte čistým ručníkem nepouštějícím vlákna.
- o Položte si čočku na bříško čisté a suchého pravého nebo levého ukazováčku. Prostředník stejné ruky přiložte k dolním řasám a stáhněte dolní víčko dolů.
- o Prsty druhé ruky přitáhněte horní víčko nahoru.
- o Umístěte čočku přímo na oko (rohovku) a jemně od ní odtáhněte prst.
- o Podívejte se dolů a pomalu pouštějte dolní víčko.
- o Podívejte se rovně před sebe a pomalu pouštějte horní víčko.
- o Jemně zamrkejte.

##### POKYNY PRO VYJMUTÍ KONTAKTNÍ ČOČKY

- o Důkladně si umyjte a opláchněte ruce a dokonale je osušte čistým ručníkem nepouštějícím vlákna.
- o Několikrát intenzivně zamrkejte.
- o Divejte se nahoru a konečkem prstu posuňte čočku dolů na bílou část oka.
- o Vyjměte čočku tak, že ji jemně sevřete mezi palcem a ukazováčkem. Neštipněte do oční tkáně.
- o Pokud je vyjmutí čočky obtížné, ještě jednou si osušte prsty a zkuste to znovu. V tomto případě nepoužívejte zvlhčující kapky.
- o K vyjímání čoček z pouzdra nebo z očí nikdy nepoužívejte pinzety, přísavky, ostré předměty ani nehty.

V případě potíží s vyjmutím čočky (čočka není uprostřed nebo je poškozená) se řiďte výše uvedenými **pokyny CO DĚLAT, POKUD SE VYSKYTNE PROBLÉM**.

##### ROZTOKY PRO PÉČI O KONTAKTNÍ ČOČKY

Denní jednorázové kontaktní čočky DAILIES TOTAL1™ a DAILIES TOTAL1™ Multifocal (delefilcon A) nejsou určeny k použití se systémem péče o kontaktní čočky. Tyto kontaktní čočky jsou určeny pouze k jednorázovému nošení po dobu jednoho dne. Nesmějí se čistit ani dezinfikovat a vyhazují se po jednom použití. Mějte vždy po ruce náhradní čočky nebo náhradní brýle.

##### LIKVIDACE A RECYKLACE

Kontaktní čočky a materiál použitý na uzavření blistrů vyhazujte do popelnice, nikoli do toalety nebo umyvadla. Kartónový obal a polypropylenovou (PP) plastovou vaničku blistru je třeba vyhodit do popelnice nebo recyklovat podle místních postupů nakládání s odpadem.

#### OBSAH BALENÍ (jak se dodává)

Každá čočka je zabalena v plastovém blistru uzavřeném zatavenou fólií, který obsahuje fosfátem pufovaný fyziologický roztok s přibližně 0,3 % polymerových zvlhčovačů sestávajících z kopolymerů polyamidoaminu a kyseliny poly(akrylamid-akrylové), a je sterilizovaná parou. Na blistrovém obalu je vyznačeno základní zakřivení, průměr, dioptrická hodnota a hodnota adice (multifokální čočky), číslo výrobní šarže, datum výroby a datum expirace. Čočky se dodávají sterilní v krabičkách obsahujících až 90 jednotlivě balených, neprodyšně uzavřených čoček.

#### ZKRATKY A SYMBOLY, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽITY V OZNAČENÍ VÝROBKU

| ZKRATKA / SYMBOL | DEFINICE                                                                                                                                           |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BC               | Základní zakřivení                                                                                                                                 |
| DIA              | Průměr                                                                                                                                             |
| PWR              | Dioptrická hodnota                                                                                                                                 |
| D                | Dioptrie (jednotka dioptrické hodnoty čočky)                                                                                                       |
| ADD              | Adice                                                                                                                                              |
| MAX ADD          | Maximální adice                                                                                                                                    |
| LO               | Nízká                                                                                                                                              |
| MED              | Střední                                                                                                                                            |
| HI               | Vysoká                                                                                                                                             |
| L                | Levá                                                                                                                                               |
| R                | Pravá                                                                                                                                              |
|                  | Značka licence pro obalový odpad                                                                                                                   |
|                  | Nepoužívat opětovně                                                                                                                                |
|                  | Číslo šarže                                                                                                                                        |
|                  | Použit do data                                                                                                                                     |
| EXP              | Datum expirace (použitelné do)                                                                                                                     |
|                  | Systém jedné sterilní bariéry                                                                                                                      |
|                  | Sterilizováno parou                                                                                                                                |
|                  | Angličtina (příklad dvoumístného kódu jazyka)                                                                                                      |
|                  | Evropská značka shody                                                                                                                              |
|                  | Pozor (výstraha)                                                                                                                                   |
|                  | Čtěte <i>návod k použití</i> nebo čtěte elektronický <i>návod k použití</i> .                                                                      |
|                  | Nepoužívejte, pokud je blistr poškozen a postupujte podle <i>návodu k použití</i>                                                                  |
|                  | Výrobce                                                                                                                                            |
|                  | Datum výroby                                                                                                                                       |
|                  | Zdravotnický prostředek                                                                                                                            |
|                  | Jedinečný identifikátor prostředku                                                                                                                 |
|                  | Zplnomocněný zástupce v v Evropském společenství/Evropské unii                                                                                     |
|                  | Nevyhazujte čočky do toalety nebo dřezu                                                                                                            |
|                  | Pozor: Podle federálních zákonů (USA) se tento prostředek smí prodávat pouze prostřednictvím očního specialisty s licencí nebo na jeho objednávku. |

Alcon Laboratories, Inc.  
6201 South Freeway  
Fort Worth, TX 76134-2099, USA

0123

Alcon Laboratories Belgium  
Lichterveld 3  
2870 Puurs-Sint-Amands, Belgie

Dovozce:  
CIBA VISION GmbH  
Industriering 1  
63868 Grosswallstadt  
Německo

Tento **Návod k použití** pro kontaktní čočky je také k dispozici na webových stránkách společnosti Alcon: [www.ifu.alcon.com](http://www.ifu.alcon.com)

**Datum vydání:** 2024-09

900491299-0924

# Alcon

© 2024 Alcon Inc.

<sup>1</sup> Cutter GR, Chalmers RL, Roseman M. The Clinical Presentation, Prevalence, and Risk Factors of Focal Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. *The CLAO Journal*. Jan 1996; 22 (1): 30-37.  
<sup>2</sup> Schein OD, Glynn RJ, Poggio EC, Seddon JM, Kenyon KR. The Relative Risk of Ulcerative Keratitis Among Users of Daily-Wear and Extended-Wear Soft Contact Lenses. *N Eng J Med*. 1989; 321(12):773-83.



900491299-0924