



## NÁVOD K POUŽITÍ

Tato informace je určena k poučení uživatelů jednorázových hydrofilních měkkých kontaktních čoček Bausch + Lomb daily disposable, jak čočky používat a jak o ně pečovat.

Platí pro:

NÁZEV PRODUKTU	MATERIÁL	OBSAH VODY	ROZTOK V BALENÍ
Jednorázové kontaktní čočky SofLens® daily disposable (hilafilcon B), s manipulačním zabarvením	Hilafilcon B	59 hmotnostních procent	Boritanem pufrovaný fyziologický roztok s Poloxaminem
Jednorázové torické kontaktní čočky SofLens® daily disposable (hilafilcon B) s manipulačním zabarvením			
Jednorázové kontaktní čočky Naturelle™ daily disposable (hilafilcon B) s kosmetickým zabarvením			
Kontaktní čočky Biotrue® ONEday (nesofilcon A) s manipulačním zabarvením	Nesofilcon A	78 hmotnostních procent	Boritanem pufrovaný fyziologický roztok s Poloxaminem
Biotrue® ONEday for Presbyopia (nesofilcon A) Kontaktní čočky pro denní nošení s manipulačním zabarvením			

### Indikace

Kontaktní čočky Bausch + Lomb (hilafilcon B a nesofilcon A) jsou určeny k dennímu použití při korekci refrakčních vad (myopie, hypermetropie, astigmatismu), presbyopie a snížení sférické aberace u osob s/i bez zafakie, bez dalšího očního onemocnění a které mají refrakční astigmatismus do 2,00 dioptrií a méně (jednorázová torická čočka SofLens má až 5 dioptrií) nenarušující ostrost vidění. Čočka se předepisuje pro jednorázové použití v rozsahu sférické mohutnosti od +20,00 D do -20,00 D; po každém vynětí je třeba ji zlikvidovat.

### Popis a použití

Tyto čočky jsou určeny k dennímu jednorázovému použití a po každém použití musí být zlikvidovány. Opakované použití bez vyčistění a dezinfekce čoček může vést k infekci nebo závažnému poškození oka. Vždy dodržujte plán použití čoček, který vám předepsal váš oční specialista.

**STERILE** Tyto čočky se dodávají sterilní a jsou výrobcem určeny k maximální době použití jeden den. Jsou sterilizovány parou.

Pokud je balení poškozeno nebo otevřeno, PRODUKT NEPOUŽÍVEJTE.

### Pokyny k vložení a vyjmutí

Před manipulací s čočkami si vždy důkladně umyjte a osušte ruce, nepoužívejte parfémovaná mýdla a mýdla s léčivými přípravky. Vylíže čočku na dlaň. Ujistěte se, že je správně vyjmuta.



Čočku před vložení prohlédněte, a pokud je poškrábaná nebo poškozená, nepoužívejte ji.

Při vynětí čočky mějte čisté a suché ruce, prstem čočku posuňte na oční bělmo a vyjměte ji. Pokud není snadné čočku vyjmout, použijte zvlhčovací kapky. Po vynětí z oka čočku vždy zlikvidujte.

### Péče o čočky

- Před manipulací s čočkami si vždy umyjte a opláchněte ruce
- Nepřipusťte, aby se vám do oka nebo na čočky dostala lícidla, pleťová voda, mýdlo, krém nebo parfémované přípravky
- Nikdy při vyjímání čoček z obalu nebo z oka nepoužívejte ostré předměty nebo nehty
- Po vynětí čočky vždy zlikvidujte

### Varování a bezpečnostní opatření

Pokud nebudete dodržovat plán použití a režim čištění doporučený vašim očním specialistou, může vzniknout vyšší riziko závažné oční infekce.

Jednorázové čočky k dennímu použití nepoužívejte déle než jeden den, ani během spánku.

Kontaktní čočky nepoužívejte, pokud máte:

- alergii, zánět, infekci nebo zarudnutí oka či okolí oka
- suché oči (nedostatek slz)
- zdravotní potíže postihující oči, např. nachlazení nebo chřipku
- jakékoli systémové onemocnění postihující oči.

Před použitím kontaktních čoček se obraťte na svého očního specialistu, pokud:

- provádíte vodní sporty
- se pohybujete v nadměrně suchém či prašném prostředí
- používáte oční léky.

Pokud u vás dojde k některému z následujících problémů, okamžitě čočky vyjměte:

- bodání, pálení, svědění v očích, podráždění očí či jiná bolest oka
- nižší komfort ve srovnání s předešlým použitím
- neobvyklý výtok z oka nebo nadměrné slzení
- zarudnutí očí
- výrazné nebo trvale suché oči
- zhoršené nebo rozmazané vidění
- duha nebo světelné kruhy okolo světla
- citlivost na světlo.

Pokud kterýkoli z těchto příznaků přetrvává i po vynětí čoček a vložení nových, čočky vyjměte a obraťte se na svého očního specialistu. Pokud si těchto příznaků nebudete všimnout, mohou vést k závažným onemocněním.

### Další upozornění a bezpečnostní opatření ke kontaktním čočkám Biotrue ONEday (nesofilcon A)

**Upozornění:** Kontaktní čočky pohlcující UV záření NENAHRAZUJÍ ochranné prostředky proti UV záření, jako jsou brýle pohlcující UV záření nebo sluneční brýle, protože dostatečně nepřekrývají celou oblast oka a okolí. Proto i nadále používejte prostředky s ochranným filtrem proti UV záření podle doporučení.

**Poznámka:** Dlouhodobá expozice UV záření je jedním z rizikových faktorů pro vznik šedého zákalu. Expozici ovlivňuje řada faktorů, jako jsou podmínky venkovního prostředí (nadmožská výška, zeměpisná poloha, oblačnost) a osobní faktory (rozsah a povaha venkovních činností). Kontaktní čočky nepropouštějící UV záření pomáhají v ochraně před škodlivým UV zářením.

**Poznámka:** Účinnost kontaktních čoček pohlcujících UV záření v prevenci nebo snížení výskytu očních poruch způsobených UV zářením nebyla dosud zjištěna. Dosud nebyly provedeny žádné klinické studie, které by prokázaly, že se používáním kontaktních čoček nepropouštějících UV záření snižuje riziko vzniku šedého zákalu nebo jiných očních poruch. Blíže informace si vyžádejte u svého očního specialisty.

### Vysvětlení symbolů na štítcích a krabičkách



Poplatky za likvidaci odpadu podle směrnice 94/62/ES



Bausch & Lomb Incorporated  
Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated  
106 London Road  
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Datum poslední revize textu: 2014-10-06



Uvádí označení shody CE a číslo notifikovaného orgánu



Nepoužívat opakovaně



Teplotní omezení

Symboly ®/™ označují ochranné známky společnosti Bausch & Lomb Incorporated.  
© Bausch & Lomb Incorporated