



NÁVOD K POUŽITÍ

Tato informace je určena k poučení uživatelů hydrofilních měkkých kontaktních čoček Bausch + Lomb (balafilcon A), jak čočky používat a jak o ně pečovat.

Platí pro:

NÁZEV PRODUKTU	MATERIÁL	OBSAH VODY	ROZTOK V BALENÍ
Kontaktní čočky PureVision® (balafilcon A) s manipulačním zabarvením	balafilcon A	36 hmotnostních procent	Boritanem pufovaný fyziologický roztok
Torické kontaktní čočky PureVision® (balafilcon A) s manipulačním zabarvením			
Multifokální kontaktní čočky PureVision® (balafilcon A) s manipulačním zabarvením			
Kontaktní čočky PureVision®2 (balafilcon A) s manipulačním zabarvením	balafilcon A	36 hmotnostních procent	Boritanem pufovaný fyziologický roztok s poloxaminem
Kontaktní čočky pro astigmatismus PureVision®2 (balafilcon A) s manipulačním zabarvením			
Kontaktní čočky pro presbyopii PureVision®2 (balafilcon A) s manipulačním zabarvením			

Popis a použití

Tyto čočky jsou určeny ke každodennímu použití s dobou výměny podle doporučení očního lékaře. Mohou být rovněž použity jako jednorázové čočky a zlikvidovány po každém vynětí, anebo použity k prodlouženému použití s intervalem mezi vynětími 1-30 dnů, podle doporučení očního lékaře. Při opakovaném použití musí být čočky po vynětí a před opakovaným zavedením vyčištěny, opláchnuty a dezinfikovány.

Kontaktní čočky Bausch + Lomb (balafilcon A) mohou být rovněž použity k léčbě poruch epitelu rohovky. Vždy dodržujte plán použití čoček, který vám předepsal váš oční lékař.

STERILE Tyto čočky se dodávají sterilní a jsou výrobcem určeny k opakovanému použití, podle doporučení očního lékaře. Jsou sterilizovány parou.

Pokud je balení poškozeno nebo otevřeno, **PRODUKT NEPOUŽÍVEJTE**.

Pokyny k vložení a vynětí

Před manipulací s čočkami si vždy důkladně umyjte a osušte ruce, nepoužívejte parfémovaná mýdla a mýdla s léčivými přípravky. Vylijte čočku na dlaň. Ujistěte se, že správně vyjmata.



Čočku před vložení prohlédněte, a pokud je poškrábaná nebo poškozená, nepoužívejte ji.

Při vynětí čočky mějte čisté a suché ruce, prstem čočku posuňte na oční bělmo a vyjměte ji. Pokud není snadné čočku vyjmout, použijte zvlhčovací kapky.

Péče o čočky

- Čištění a dezinfekce mezi použitími jsou pro zdraví očí zásadní.
- Používejte pouze produkty určené k péči o měkké kontaktní čočky, podle pokynů výrobce.
- Vždy používejte čerstvé roztoky určené k péči o oční čočky, před uplynutím doby jejich použitelnosti.
- K oplachování, uchovávání či opětovnému zvlhčování čoček nepoužívejte jiné roztoky, např. vodu z vodovodu, z lahví či sliny.
- Když nejsou čočky používány, vždy je uchovávejte úplně ponořené v doporučeném roztoku.
- Vždy, když čistíte oční čočky, nezapomeňte vyčistit i pouzdro na čočky.
- Na konci plánované doby použití doporučené vašim očním lékařem vždy čočky zlikvidujte.
- Před manipulací s čočkami si vždy umyjte a opláchněte ruce.
- Nepřipusťte, aby se vám do oka nebo na čočky dostala líčidla, pleťová voda, mýdlo, krém nebo parfémované přípravky.
- Nikdy při vyjímání čoček z obalu nebo z oka nepoužívejte ostré předměty nebo nehty.

Varování a bezpečnostní opatření

Pokud nebudete dodržovat plán použití a režim čištění doporučený vašim očním lékařem, může vzniknout vyšší riziko závažné oční infekce.

Jednorázové čočky k dennímu použití nepoužívejte déle než jeden den, ani během spánku.

Kontaktní čočky nepoužívejte, pokud máte:

- alergii, zánět, infekci nebo zarudnutí oka či okolí oka
- suché oči (nedostatek slz)
- zdravotní potíže postihující oči, např. nachlazení nebo chřipku
- jakékoli systémové onemocnění postihující oči

Před použitím kontaktních čoček se obraťte na svého očního lékaře, pokud:

- provádíte vodní sporty
- se pohybujete v nadměrně suchém či prašném prostředí
- používáte oční léky

Pokud u vás dojde k některému z následujících problémů, okamžitě čočky vyjměte:

- bodání, pálení, svědění v očích, podráždění očí či jiná bolest oka
- nižší komfort ve srovnání s předešlým použitím
- neobvyklý výtok z oka nebo nadměrné slzení
- zarudnutí očí
- výrazně nebo trvale suché oči
- zhoršené nebo rozmazané vidění
- duha nebo světelné kruhy okolo světla
- citlivost na světlo

Pokud kterýkoli z těchto příznaků přetrvává i po vynětí čoček a vložení nových, čočky vyjměte a obraťte se na svého očního lékaře. Pokud si těchto příznaků nebudete všimnout, mohou vést k závažným onemocněním.

Bezpečnostní opatření týkající se roztoku

K čištění a dezinfekci kontaktních čoček Bausch + Lomb (balafilcon A) nepoužívejte dezinfekční systém Allergan Ultracare ani žádnou z jeho součástí (dezinfekční roztok Oxysept Ultracare, neutralizační tablety Oxysept a enzymatický čistič přípravek Ultrazyme), protože by došlo ke změně rozměrů čoček.

Vysvětlení symbolů na štítcích a krabičkách



Poplatky za likvidaci odpadu podle směrnice 94/62/ES



Bausch & Lomb Incorporated
1400 North Goodman Street
Rochester NY 14609, USA



Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road
Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

Datum vydání: RRRR-MM-DD



0050 Uvádí označení shody CE a číslo notifikovaného orgánu



Teplotní omezení

Symbole ^{®/™} označují ochranné známky společnosti Bausch & Lomb Incorporated.
© Bausch & Lomb Incorporated.

Ostatní produkty nebo značky jsou ochranné známky příslušných vlastníků.

8100401